



Tappo a vite per veloce riempimento e aerazione, Nalgene™, in polipropilene, guarnizione in TPE, 83B, 2 porte, 3/8 pollici

Thermo Elect.LED GmbH
(Nalge)

Tappo a vite con 2 porte, per il mantenimento dell'integrità del contenitore e del suo contenuto. Pratico sistema di trasferimento dei liquidi, grazie alle porte 83B che permettono la connessione e disconnessione veloce da tubi di collegamento. I raccordi hanno tubature sia dentro che fuori dal tappo e l'attacco del raccordo è dotato di valvola per sigillare il sistema quando la tubatura viene rimossa, in modo da mantenere integra la tenuta del contenitore.

Alternativa già pronta alle ingombranti soluzioni realizzate autonomamente in laboratorio.

Ideale per l'utilizzo con sistemi da vuoto come gli Heavy-Duty Vacuum Carboy e le bottiglie Nalgene (codici LLG06072292, LLG07048064, LLG07048065).

Utilizzare con tubi per vuoto, a pareti spesse.

La tenuta dei raccordi potrebbe non essere assicurata dopo autoclavature multiple.



Code	Description	Packaging
LLG06401629	Tappo a vite per veloce riempimento e aerazione, Nalgene™, in polipropilene, guarnizione in TPE, 83B, 2 porte, 3/8 pollici	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

