

**Guanti protettivi uvex power protect V1000 60840****Uvex**

Quando si lavora su sistemi elettrici, il corto è esposto ad alto rischio di shock. I guanti di sicurezza uvex power protect V1000 offrono protezione da voltaggi fino a 1000 V. Il lattice naturale è estremamente isolante per natura e protegge da scariche elettriche. Inoltre, questi guanti hanno un'ottima vestibilità e garantiscono estrema sensibilità al tatto.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06491633 | Guanti protettivi uvex power protect V1000 60840, taglia 9 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

