



I guanti AccuTech® rappresentano la soluzione ottimale per ambienti sterili e controllati.

La speciale formulazione del lattice naturale garantisce notevole comfort, sensibilità e precisione nelle manipolazioni.

Il basso contenuto allergizzante riduce il rischio di allergie per l'utente.

Le eccellenti caratteristiche tecniche permettono di utilizzare questi guanti in una vasta gamma di applicazioni e ambienti diversi.

### **Applicazioni**

- Riempimento aseptico ed etichettatura.
- Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide.
- Prelievo di campioni ed elaborazione.
- Trasferimento di liquidi e solidi.



Code	Description	Packaging
LLG06491697	Guanti in lattice AccuTech®, taglia 7,5 senza polvere, sterili, lungh. 300 mm	200 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

