

**Evaporatore rotare R-80 con trappola di raffreddamento NS29/32, 230 V****Büchi**

Rotavapor® R-180 offre prestazioni robuste, design intuitivo e funzioni di sicurezza essenziali, il che lo rende un complemento intelligente per qualsiasi laboratorio.

Pensato per durare nel tempo, Rotavapor® R-180 è dotato di un'affidabile classificazione IP42 per la protezione da schizzi d'acqua. Una robusta base in alluminio garantisce un'eccezionale stabilità, mentre la copertura resistente agli agenti chimici garantisce una lunga durata anche in condizioni di laboratorio difficili.

Il modello R-180 supporta palloni fino a 3 L.

Per risparmiare spazio prezioso in laboratorio, lo strumento può essere posizionato ad angolo per l'accesso diretto, con l'interfaccia rotante che consente una chiara visibilità..

Il meccanismo di sollevamento elettrico garantisce regolazioni agevoli e precise dell'altezza, sollevando automaticamente il pallone in caso di interruzione di corrente per proteggere i campioni.



Code	Description	Packaging
LLG06494596	Evaporatore rotare R-80 con trappola di raffreddamento NS29/32, 230 V	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

