

**Macro Spincolumn C4****Biochrom**

Macro Spincolumn C4.

SpinColumns™ per cromatografia a fase inversa, impaccate con una fase stazionaria non-polare.

- Dimensione particelle,  $\mu\text{m}$ : 4.5.
- Diametro pori,  $\text{\AA}$ : 300.
- Volume pori, ml/gm: 0.9.
- Area superficie,  $100 \text{ m}^2/\text{gm}$ : 100.
- % carbonio (p/p): 3.
- Sicile classe: tipo B.
- Stabilità da pH 1.5 a 10.
- Volume del campione: da  $75 \mu\text{l}$  a  $150 \mu\text{l}$ .
- Capacità del campione: da 30 a  $300 \mu\text{g}$ .
- Volume di eluizione:  $143 \mu\text{l}$ .

La fornitura include: 2 provette da centrifuga da 2 ml con tappo superiore e inferiore.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

