

**Piastre per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted , pozzetto da 0.2 ml****Ratiolab**

Piastre conformi ai più esigenti requisiti per l'esecuzione di PCR (Polymerase Chain Reaction).

n polipropilene, caratterizzate da pareti dei pozzetti uniformi e molto sottili. Ciò rende ottimale il trasferimento di calore in cicli brevi.

La superficie interna del pozzetto è liscia: ciò riduce la capacità legante nei confronti di enzimi e acidi nucleici.

Esenti da DNA, DNasi e RNasi.

- Volume di lavoro: 0.2 ml;
- Codice alfanumerico per l'identificazione del campione.
- Adatte a Real-Time-PCR.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06521870 | Piastre per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted , pozzetto da 0.2 ml | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

