

**Camera di essiccazione Eureka Dry Tech CDH-240****Taiwan Dry Tech**

Gli armadi a secco Eureka Dry Tech sono armadi di stoccaggio deumidificanti automatici a tenuta d'aria che proteggono gli oggetti da umidità e danni legati all'umidità come muffe, funghi, ruggine, ossidazione, deformazione, ecc.

Queste camere sono adatte all'uso con materiali sensibili all'umidità nella produzione/ricerca e sviluppo high-tech, documenti informativi e supporti digitali, strumenti e attrezzature analitiche di precisione, alimenti secchi e farmaci, oggetti da collezione personali e collezioni museali etc.

- Capacità: 254 litri;
- Intervallo di umidità: 25%-55% di umidità relativa;
- Dimensioni esterne: 60*109*42,5 cm (L*A*P);
- Dimensioni interne: 55*98*38,5 cm (L*A*P);
- 4 ripiani metallizzati;
- Porta in vetro;
- Consumo energetico: 12 watt;
- Colore: nero;
- Lucchetto con 2 chiavi incluse.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

