

**Microsiringa modello 1701, con ago cementato (N)****Hamilton**

Microsiringhe a tenuta di gas, modello 1701, con ago cementato (N). Calibro 26s. Lunghezza ago: 51 mm. Stile punta: 3. Volume 10 µl.



Code	Description	Packaging
LLG06800148	Microsiringa modello 1701 N, calibro 26s, lunghezza ago 51 mm, punta 3, volume 10 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

