

**Rubinetto per buretta****Duran**

Rubinetto a chiave per buretta, in DURAN®, smerigliato, ingresso laterale, foro 2.5 mm, NS 12.5.

- In vetro borosilicato 3.3.
- Per uscite laterali delle burette, per es, per burette automatiche.
- Punta calibrata ( $\varnothing$  0,80-0,85mm) per maggior accuratezza.
- Tappo forato e smerigliato.
- Sistema di ritenzione in 3 parti.
- Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG06901169	Rubinetto a chiave per buretta, in DURAN®, smerigliato, ingresso laterale, foro 2.5 mm, NS 12.5	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

