



Tanica con rubinetto, in resina fluorurata, FLPE, 9 litri, con tappo in PP

Nalge

Carboy Rettangolare in HDPE fluorinato con rubinetto, con bocca larga e obusto manico in acciaio inossidabile.

Questi Carboy sono ideali per conservare e spillare una varietà di solventi.

La superficie fluorurata (internamente ed esternamente) migliora le proprietà barriera e riduce l'assorbimento dei solventi, migliorando le prestazioni a lungo termine del contenitore prevenendo perdite dovute alla permeazione.

**Caratteristiche:**

- Graduazioni stampate da 1 gallone e incrementi da 5 L;
- Il supporto del rubinetto stampato conferisce resistenza e impermeabilità;
- La forma rettangolare consente l'ottimizzazione dello spazio di stoccaggio;
- Graduato;
- Include: rubinetto in ETFE e chiusura a vite in polipropilene bianca fluorurata.



Code	Description	Packaging
LLG07049900	Tanica con rubinetto, in resina fluorurata, FLPE, 9 litri, con tappo in PP	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

