



Buretta automatica, tipo Pellet, 10 ml, 0.02 ml, classe AS, in DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con mandrino in PTFE (senza bottiglia)

**Hirschmann**

Buretta automatica, tipo Pellet, 10 ml, 0.02 ml, classe AS, in DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con mandrino in PTFE, graduazioni blu (senza bottiglia).

Rubinetto laterale in PTFE con valvola intermedia, , DIN EN ISO 385, SENZA BOTTIGLIA.



Code	Description	Packaging
LLG07510033	Buretta automatica di Pellet, 10 ml, grad. 0.02 ml, lungh. 500 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

