

**Congelatore GP 1213 Comfort****Liebherr**

Congelatore da tavolo con SmartFrost.

La tecnologia **SmartFrost** congela più velocemente e riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, rendendo più semplice e veloce lo sbrinamento. Il vano congelatore, grazie al sistema VarioSpace, offre una maggiore capacità.

Nei congelatori SmartFrost i cassetti e i sottostanti piani intermedi in vetro possono essere facilmente estratti.

- Sbrinamento manuale;
- Cassetti vano congelatore 3;
- Materiale porta acciaio;
- Colore bianco;
- Materiale pareti laterali acciaio.



Code	Description	Packaging
LLG07639761	Congelatore GP 1213 Comfort, SmartFrost, 851 x 553 x 624 mm, 98 litri, classe efficienza energetica E	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

