



Termometro digitale con sonda a penetrazione, lungh. sonda 300 mm, calibrabile, impermeabile IP67, in acc. EN13485

Termometro digitale con sonda a penetrazione, lungh. sonda 300 mm, calibrabile, impermeabile IP67, in acc. EN13485



| Code        | Description                                                                                                        | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07911096 | Termometro digitale con sonda a penetrazione, lungh. sonda 300 mm, calibrabile, impermeabile IP67, in acc. EN13485 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

