

**Lettore automatico Attest 390, per valutazione sterilizzazione in autoclave****3M**

Il lettore automatico 3M™ Attest™ 390 è progettato per essere utilizzato con gli indicatori biologici a lettura rapida 3M™ Attest™ per la valutazione dell'efficacia del processo di sterilizzazione a vapore.

È incluso un cavo ethernet che consente di connettersi con l'applicazione Web 3M per ottenere risultati BI in tempo reale o integrare rapidamente i dati nel sistema di tracciamento.



Code	Description	Packaging
LLG07911107	Lettore automatico Attest 390, per valutazione sterilizzazione in autoclave	1pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

