

**Misuratore digitale portatile di salinità PAL-Salt-Mohr****Atago**

Misuratore di salinità leggero e compatto. Particolarmente adatto per industria alimentare e per il controllo qualità. Misure facili e veloci. Unità compatta e resistente, fornisce una lettura rapida e accurata della salinità fino al 10% di concentrazione di sale in soluzione liquida.



Code	Description	Packaging
LLG07920368	Misuratore digitale portatile di salinità PAL-Salt-Mohr 0-10%	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

