

**Tampone in capsule, pH 10 a 25°C, blu****Reagecon**

Capsule di tampone pH testate a 25°C secondo il metodo accreditato ISO 17025 (A2LA Ref: 6739.03) e tracciabili NIST.

- Ogni capsula permette di ottenere fino a 100 ml di tampone pH.
- Esente da conservanti.
- Facile da stoccare e trasportare.
- Confezionamento con codice colore: facile da identificare e usare.
- Lunga durata.
- Solubile velocemente.
- Valore di pH:  $10.00 \pm 0.02$ .





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

