

**Bottiglia per reagenti, in vetro DURAN®, collo stretto, ambrata****Duran**

Bottiglie con collo smerigliato. Tutti i componenti sono in vetro, quindi adatti per la conservazione di sostanze aggressive che potrebbero attaccare le parti in plastica. Proprietà DURAN® immutate all'interno della bottiglia, poiché la colorazione è solo sulla superficie esterna.

Colore ambrato molto uniforme, durevole e chimicamente resistente grazie all'uso di una tecnologia innovativa. **Applicazione tipica:** conservazione di liquidi.

- Conforme USP 670 e USP 671 (trasmissione spettrale).



Code	Description	Packaging
LLG09070914	Bottiglia collo stretto, DURAN, ambrata, 25 ml, collo 12/21, diam.36 mm, h 64 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

