



Bottiglia aspirante, in vetro DURAN®, con collo liscio e tubo di collegamento nella parte inferiore

Duran

Bottiglia aspirante, in vetro DURAN®, con collo liscio e tubo di collegamento nella parte inferiore.  
Per dispensare o stoccare soluzioni.  
Il raccordo in vetro permette il collegamento a tubi flessibili.



Code	Description	Packaging
LLG09072544	Bottiglia aspirante, in vetro DURAN®, con collo liscio e tubo di collegamento nella parte inferiore, 250 ml, diam. 73 x 130 h mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

