

**Camera di macinazione MultiDrive MI 400S****IKA**

Contenitore sigillato con frusta per macinazione. In combinazione con MultiDrive basic, è utilizzabile per la macinazione a secco di molteplici campioni, quali: legno, mangimi, prodotti congelati o plastiche.

La frusta (in acciaio inox, inclusa nella formnitura) è rimovibile facilmente per agevolare la pulizia.

**Cartatteristiche**

- Massima velocità: 85 m/s;
- Massimo volume: 400 ml;
- Massima durezza del campione: 5 Mohs;
- Massima dimensione: 7 mm;
- Conformità FDA;
- Diametro della frusta: 81 mm;
- Utilizzabile con sostanze abrasive;
- Dimensioni (L x H x p): 160 x 180 x 160 mm;
- Temperatura ambiente permessa: 5 - 40 °C;
- Umidità permessa: 80 %.



Code	Description	Packaging
LLG09737835	Camera di macinazione MultiDrive MI 400S, 400 ml, dim. 160 x 180 x 160 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

