



Cestello per AE e AES-150, in acciaio inox, Ø 470 mm, H 190 mm, non perforato

Raypa

Cestello per AE e AES-150, in acciaio inox, Ø 470 mm, H 190 mm, non perforato.

Per autoclavi da 175 L. Dim. interne 460 x 185 mm.



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09851881 | Cestello per AE e AES-150, in acciaio inox, Ø 470 mm, H 190 mm, non perforato | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

