

**Autoclave AE-28-DRY****Raypa**

Autoclave AE-28-DRY.

Le autoclavi da laboratorio verticali con essiccazione della serie AE-DRY sono progettate specificamente per sterilizzare carichi solidi e migliorare la produttività del laboratorio.

I carichi solidi sono completamente asciutti al termine del ciclo.

Ottimi materiali da costruzione.

- Volume totale/utilizzabile della camera (L) 33/31;
- Dimensioni utili della camera (Ø x H mm) 300 x 440;
- Dimensioni esterne (L x P x H mm) 505 x 580 x 1110;
- Altezza di carico (mm) 795;
- Peso netto (kg) 75.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09851889	AUTOCLAVE AE-28-DRY	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

