

**Autoclavi automatiche AE-75 DRY****Raypa**

Autoclave AE-75-DRY.

Le autoclavi da laboratorio verticali con essiccazione della serie AE-DRY sono progettate specificamente per sterilizzare carichi solidi e migliorare la produttività del laboratorio.

I carichi solidi sono completamente asciutti al termine del ciclo.

Ottimi materiali da costruzione.

- Volume totale/utilizzabile della camera (L) 79/75;
- Dimensioni utili della camera ( $\varnothing$  x H mm) 400 x 600;
- Dimensioni esterne (L x P x H mm) 610 x 700 x 1185;
- Altezza di carico (mm) 870;
- Peso netto (kg) 123.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG09851890	Automatic autoclaves AE-75 DRY	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

