



Pistone per Transferpettor

BRAND

Pistone per Transferpettor.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09280911 | Pistone per Transferpettor tipo fisso 1/2/5 µl, acciaio inox | 3 pz |
| LLG09280913 | Pistone per Transferpettor tipo fisso e digital 10 µl, acciaio inox | 3 pz |
| LLG09280915 | Pistone per Transferpettor tipo fisso 20 µl, tipo digital 25 µl, inox | 3 pz |
| LLG09280917 | Pistone per Transferpettor fisso e digital 50 µl, acciaio inox | 3 pz |
| LLG09280921 | Pistone per Transferpettor fisso e digital 100 µl, acciaio inox | 3 pz |
| LLG09280925 | Pistone per Transferpettor fisso 200 µl, acciaio inox | 3 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

