

**Kit naica® IQ/OQ****Stilla Technologies**

Kit per 24 reazioni utilizzando 1 Sapphire per 2 Run di OQ convalidato per l'uso sia sul sistema naica® a 3 colori che su quello a 6 colori. Le procedure di qualificazione operativa di routine (OQ) del sistema naica® possono essere eseguite utilizzando il kit naica® IQ/OQ, una soluzione OQ pronta all'uso per monitorare da vicino la conformità delle apparecchiature alle specifiche operative. Utilizzare il kit naica® IQ/OQ per qualificare periodicamente il sistema naica® in conformità con le procedure operative standard (SOP) stabilite.



Code	Description	Packaging
R30001	kit naica® IQ/OQ	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

