



## Tappi Steristoppers

Heinz Herenz

Steristoppers sono realizzati in cellulosa e sono ideali per la chiusura sterile di provette per colture batteriche, beute di Erlenmeyer e beute per coltura.

- Monouso;
- Autoclavabile fino a 200°C;
- Per filtrazione batterica.
- Sterilizzabile;
- Permeabile all'aria;
- Ottimo rapporto qualità/prezzo;

Gli originali Steristoppers® sono disponibili in diversi formati e confezionamenti.



| Code        | Description                                                                   | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06325331 | Tappo in cellulosa Steristoppers no. 15 D, per diam. interno 13.5-16.0 mm     | 5000 pz   |
| LLG06492120 | Tappo in cellulosa Steristoppers no. 9 P (fit), per diam. interno 9.0-10.5 mm | 2000 pz   |
| LLG07972233 | Tappo in cellulosa Steristoppers no. 22 long, per diam. interno 22.0-24.0 mm  | 2000 pz   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

