

**Tappi Steristoppers****Heinz Herenz**

Steristoppers sono realizzati in cellulosa e sono ideali per la chiusura sterile di provette per colture batteriche, beute di Erlenmeyer e beute per coltura.

- Monouso;
- Autoclavabile fino a 200°C;
- Per filtrazione batterica.
- Sterilizzabile;
- Permeabile all'aria;
- Ottimo rapporto qualità/prezzo;

Gli originali Steristoppers® sono disponibili in diversi formati e confezionamenti.



Code	Description	Packaging
LLG06325331	Tappo in cellulosa Steristoppers no. 15 D, per diam. interno 13.5-16.0 mm	5000 pz
LLG06492120	Tappo in cellulosa Steristoppers no. 9 P (fit), per diam. interno 9.0-10.5 mm	2000 pz
LLG07972233	Tappo in cellulosa Steristoppers no. 22 long, per diam. interno 22.0-24.0 mm	2000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

