



Frigorifero portatile, in plastica, per il trasporto di campioni refrigerati

Kartell

Contenitori frigo per il trasporto di campioni refrigerati.  
Realizzati in materiale termoplastico antiurto, con isolamento termico mediante camere isolanti in poliuretano.  
Dotati di maniglia per il trasporto.  
Omologati per alimenti e quindi garantiti completamente atossici.  
Da utilizzare con unità ghiaccio contenenti 1 kg di liquido (cod. LLG06232960).  
L'unità ghiaccio ha la struttura esterna in materiale plastico, è riutilizzabile e si inserisce all'interno del contenitore di trasporto termoisolante.  
**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?**  
**Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06205995	Frigo portatile, cap. 25 litri, in PS antiurto, dim. esterne 230 x 400 x 350 h mm, dim. interne 180 x 350 x 375 h mm, da utilizzare con unità di raffreddamento codice LLG06232960	1 pz
LLG06239707	Frigo portatile, cap. 32 litri, in PS antiurto, dim. esterne 270 x 490 x 380 h mm, dim. interne 235 x 405 x 290 h mm, da utilizzare con unità di raffreddamento codice LLG06232960	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

