

**Dischi filtranti, d = 120 mm, porosità 0, in DURAN®****Duran**

Disco filtrante, vetro sinterizzato, bordo non fuso, centrato, superfici non trattate.  
Realizzato in vetro borosilicato 3.3.

La scelta della porosità è importante per la buona riuscita della filtrazione: la dimensione dei pori dovrebbe essere leggermente inferiore alla dimensione delle particelle più piccole da separare.

Disponibile in 6 diverse classi di porosità.



Code	Description	Packaging
LLG07022353	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 10 mm, porosità 3, h= 3 mm	1 pz
LLG07022370	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 40 mm, porosità 0, h= 4,5 mm	1 pz
LLG07022373	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 40 mm, porosità 3, h=3,8 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG07022380	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 60 mm, porosità 0, h=5 mm	1 pz
LLG07022381	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 60 mm, porosità 1, h=4,2 mm	1 pz
LLG07022382	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 60 mm, porosità 2, h=4,2 mm	1 pz
LLG07022383	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 60 mm, porosità 3, h=4,2 mm	1 pz
LLG07022384	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 60 mm, porosità 4, h=4,2 mm	1 pz
LLG07022385	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 70 mm, porosità 0, h=6 mm	1 pz
LLG07022386	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 70 mm, porosità 1, h=5,5 mm	1 pz
LLG07022387	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 70 mm, porosità 2, h=5,5 mm	1 pz
LLG07022388	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 70 mm, porosità 3, h=5,5 mm	1 pz
LLG07022389	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 70 mm, porosità 4, h=5,5 mm	1 pz
LLG07022395	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 90 mm, porosità 0, h=7 mm	1 pz
LLG07022396	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 90 mm, porosità 1, h=6 mm	1 pz
LLG07022397	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 90 mm, porosità 2, h=6 mm	1 pz
LLG07022398	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 90 mm, porosità 3, h=6 mm	1 pz
LLG07022399	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 90 mm, porosità 4, h=6 mm	1 pz
LLG07022400	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 120 mm, porosità 0, h= 9,5 mm	1 pz
LLG07022401	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 120 mm, porosità 1, h=8,5 mm	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG07022402	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 120 mm, porosità 2, h=8,5 mm	1 pz
LLG07022403	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 120 mm, porosità 3, h=8,5 mm	1 pz
LLG07022404	Disco filtrante con foro, in DURAN®, d disco = 120 mm, porosità 4, h=8,5 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

