



**Accessori per camera elettroforetica Enduro 1510 e 1515**

**Corning**

Accessori per camera elettroforetica Enduro 1510 e 1515.

Code	Description	Packaging
LLG06235947	Vassoio per gel trasparente agli UV, 150 x 150 mm	1 pz
LLG06235948	Pettine 16 pozzetti, spessore 1,5 mm, volume pozzetto 41 µl, per sistema di gel da 150 mm	1 pz
LLG06235949	Pettine 20 pozzetti, spessore 1,5 mm, volume pozzetto 32 µl, per sistema di gel da 150 mm	1 pz
LLG06235950	Pettine 28 pozzetti, spessore 1 mm, volume pozzetto 11 µl, per sistema di gel da 150 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

