

**Buretta automatica, 10/0,02 DURAN, completa di flacone e pallone****Duran**

Buretta automatica in DURAN®, tipo Pellet, con rubinetto in vetro, classe AS.

- Con striscia di Schellbach.
- Rubinetto smerigliato, standard, in posizione laterale.
- Tempo di svuotamento: 30 secondi.
- Striscia di Schellbach e graduazioni principali ad anello.
- Con certificato di lotto e conformità.
- Con bottiglia di raccolta da 2000 mL e pompetta manuale ad aria in gomma.
- Applicazioni: titolazione.



Code	Description	Packaging
LLG07022022	Buretta automatica, 10/0,02 DURAN, completa di flacone e pallone	1 pz
LLG07022024	Buretta automatica, classe AS, secondo Pellet, DURAN, con tappo in vetro e bottiglia buretta, 25ml/0,05	1 pz
LLG07022026	DURAN® Buretta automatica secondo Pellet, completa, classe AS, 50 ml composta da: 243183607 Solo buretta DURAN® , con rubinetto di arresto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

