

**Cilindro di misura in PFA, classe B****Kartell**

Matracci tarati in resina fluorurata trasparente, con elevata resistenza termica:
da -250°C a +270°C.

Dotati di tappo normalizzato in PFA.

Tarati individualmente secondo le norme DIN EN ISO 1042, classe A.

Numero di lotto inciso a laser.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06206791 | Cilindro di misura in PFA, 50 ml, classe B, GL18, altezza 150 mm | 1 pz |
| LLG06206792 | Cilindro di misura in PFA, 100 ml, classe B, GL18, altezza 180 mm | 1 pz |
| LLG06206793 | Cilindro di misura in PFA, 250 ml, classe B, GL25, altezza 235 mm | 1 pz |
| LLG06206794 | Cilindro di misura in PFA, 500 ml, classe B, GL25, altezza 270 mm | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

