



Cilindro di misura in DURAN®, alto, con beccuccio, senza graduazione, senza base

Duran

Cilindro graduato in vetro DURAN®, forma alta, senza base e senza graduazione, con beccuccio e fondo piatto.

Non calibrato (senza graduazione).

Distribuzione uniforme dello spessore della parete.

**Per il completamento è necessario acquistare a parte un piede di plastica.**



Code	Description	Packaging
LLG07021203	Cilindro di misura in DURAN®, forma alta, con beccuccio, senza graduazione, senza base, 10 ml, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 50 pz O MULTIPLI DI 50 pz	1 pz
LLG07021204	Cilindro di misura in DURAN®, forma alta, con beccuccio, senza graduazione, senza base, 25 ml	1 pz
LLG07021206	Cilindro di misura in DURAN®, forma alta, con beccuccio, senza graduazione, senza base, 100 ml, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 20 pz O MULTIPLI DI 20 pz	1 pz
LLG07021207	Cilindro di misura in DURAN®, forma alta, con beccuccio, senza graduazione, senza base, 250 ml, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG07021209	Cilindro di misura in DURAN®, forma alta, con beccuccio, senza graduazione, senza base, 1000 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

