



Cilindro di miscelazione, piede esagonale, in DURAN® senza graduazione e tappo, senza stampigliatura sul piede

Duran

Cilindro di miscelazione in vetro DURAN®, senza tappo e senza graduazione, con giunto smerigliato standard e base esagonale, senza goffratura. Adatto ai requisiti di DIN EN ISO 4788. Realizzato in vetro borosilicato 3.3. Non calibrato, senza graduazione. Fornito senza tappo. Distribuzione uniforme dello spessore della parete per evitare errori di menisco. Per il completamento, è possibile utilizzare tappi cavi esagonali in vetro DURAN® o tappi in PE. La base esagonale con 3 perni nella base aumenta la stabilità. I cilindri di miscelazione DURAN® vengono utilizzati per diluire soluzioni e miscelare più componenti.



Code	Description	Packaging
LLG07021245	Cilindro di miscelazione in DURAN®, da 10 ml, piede esagonale, NS 10/19, senza graduazione e tappo, senza stampigliatura sul piede	1 pz
LLG07021246	Cilindro di miscelazione in DURAN®, da 25 ml, piede esagonale, NS 14/23, senza graduazione e tappo, senza stampigliatura sul piede, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG07021251	Cilindro miscelatore in DURAN®, 1000 ml, NS 45/40, piede esagonale, senza graduazione e tappo, senza stampaggio nel piede	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

