



## Coperchi per essiccatori

Duran

Coperchio per essiccatore in vetro DURAN®, con tubo speciale (NS 24/29 tipo WERTEX), con flangia scanalata ad anello, adatto a tutti i tipi di base.



Code	Description	Packaging
LLG07022141	Coperchio per essiccatori DN 150, Ø esterno 215 ± 2 mm, altezza 86 mm, ID flangia 172 mm, collo NS 24/29	1 pz
LLG07022144	Coperchio per essiccatori DN 250, Ø esterno 320 ± 2 mm, altezza 109 mm, ID flangia 274 mm, collo NS 24/29	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

