

**Coperchio per essiccatore, in DURAN®, con flangia piatta****Duran**

Coperchio flangiato, piatto, in vetro DURAN®, con collo centrale.  
Resistente alla pressione e al vuoto grazie allo spessore della parete e alla geometria.  
Applicazioni tipiche: reazioni sotto pressione e/o alta temperatura.



Code	Description	Packaging
LLG07022118	Coperchi in DURAN®, flangia piatta solo con collo centrale, DN 100, COLLO NS 29/32, h 76 mm, diam. esterno 138 mm	1 pz
LLG07022121	Coperchi in DURAN®, flangia piatta solo con collo centrale, DN 200, COLLO NS 29/32, h 126 mm, diam. esterno 242 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

