

**Filtri ad immersione, DURAN****Duran**

Filtro a immersione, in DURAN, per filtrazione inversa. Applicazioni tipiche: estrazione di filtrato chiaro.



Code	Description	Packaging
LLG09052561	Filtro interno a immersione, in DURAN, diam. disco 35 mm, porosità 1, diam. tubo 10 mm, h 210 mm	1 pz
LLG09052562	Filtro interno a immersione, in DURAN, diam. disco 35 mm, porosità 2, diam. tubo 10 mm, h 210 mm	1 pz
LLG09052563	Filtro interno a immersione, in DURAN, diam. disco 35 mm, porosità 3, diam. tubo 10 mm, h 210 mm	1 pz
LLG09052564	Filtro interno a immersione, in DURAN, diam. disco 35 mm, porosità 4, diam. tubo 10 mm, h 210 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

