

**Filtro interno, DURAN****Duran**

Filtro interno, per condutture. Applicazioni tipiche: filtrazione in-linea di gas al fine di rimuovere impurezze (es. polvere).



Code	Description	Packaging
LLG09052501	Filtro interno, in DURAN, diam. 30 mm, porosità 1, diam. tubo 10 mm	1 pz
LLG09052502	Filtro interno, in DURAN, diam. 30 mm, porosità 2, diam. tubo 10 mm	1 pz
LLG09052503	Filtro interno, in DURAN, diam. 30 mm, porosità 3, diam. tubo 10 mm	1 pz
LLG09052504	Filtro interno, in DURAN, diam. 30 mm, porosità 4, diam. tubo 10 mm	1 pz
LLG09052511	Filtro interno, in DURAN, diam. 60 mm, porosità 1, diam. tubo 16 mm	1 pz
LLG09052512	Filtro interno, in DURAN, diam. 30 mm, porosità 2, diam. tubo 16 mm	1 pz
LLG09052513	Filtro interno, in DURAN, diam. 60 mm, porosità 3, diam. tubo 16 mm	1 pz
LLG09052514	Filtro interno, in DURAN, diam. 60 mm, porosità 4, diam. tubo 16 mm	1 pz
LLG09052521	Filtro interno, in DURAN, diam. 90 mm, porosità 1, diam. tubo 16 mm	1 pz
LLG09052522	Filtro interno, in DURAN, diam. 90 mm, porosità 2, diam. tubo 16 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

