



Puntali a punta fine, 0,1-200 μ l

Puntali a punta fine. Capacità: 0,1-200 μ L.

Disponibili in:

- Versione in confezione sfusa, ideale per l'utilizzo con provette particolarmente lunghe il cui fondo è difficilmente raggiungibile con puntali standard.
- Versione sterilizzata, confezionata in rack da 96 posti, specifica per caricamento gel.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04681490 | Puntali in rack, 0,1-200 µl, sterili, tipo gel loading, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz | 96 pz |
| LLG06524077 | Puntali sfusi, 0,1-200 µl, non sterili, a punta fine per raggiungimento fondo provette lunghe | 1000 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

