



**Asta di agitazione KPG, Duran, WB 16, intercambiabile**

**Duran**

Asta di agitazione KPG, Duran, intercambiabile. Lungh. 260 mm. Diam asta 16 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09197264	Asta di agitazione KPG, in vetro Duran, lunghezza 260 mm, diam. asta x lunghezza asta	1 pz
LLG09197267	Asta di agitazione KPG, in vetro Duran, lunghezza totale 260 mm, diam. asta x lunghezza asta 16 x 160 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

