

**Bottiglie in PTFE****Kartell**

Bottiglie in PTFE.

Temperatura di utilizzo da -270° a $+250^{\circ}$.

Particolarmente resistenti agli acidi e a miscele molto aggressive.

Con tappo a vite.



Code	Description	Packaging
LLG06230264	Bottiglia in PTFE, 250 ml, Ø 66,74 mm, h 118,40 mm, Ø bocca 42 mm	1 pz
LLG06237928	Bottiglia in PTFE, 100 ml, Ø 52,56 mm, h 89,82 mm, Ø bocca 35,24 mm	1 pz
LLG06237929	Bottiglia in PTFE, 500 ml, Ø 80 mm, h 147,15 mm, Ø bocca 51,15 mm	1 pz
LLG06237930	Bottiglia in PTFE, 1000 ml, Ø 102 mm, h 184,21 mm, Ø bocca 57 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

