

**Beuta in PP con tappo a vite blu****BRAND**

Beuta in polipropilene di elevata trasparenza - per usi generali di laboratorio - collo con cono normalizzato - tappo conico normalizzato in polipropilene - sul collo del matraccio si possono inserire anche tappi con cono SN (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG04689165	beuta in PP - cap. 1000 mL - GL52 - diam. ext 135x220 h mm - collo SN 45/40	4 pz
LLG04689166	beuta in PP - cap. 50 mL - GL40 - diam. ext 52x90 h mm - collo SN 34/35	6 pz
LLG04689167	beuta in PP - cap. 100 mL - GL40 - diam. ext 64x110 h mm - collo SN 34/35	6 pz
LLG04689168	beuta in PP - cap. 250 mL - GL52 - diam. ext 85x140 h mm - collo SN 45/40	6 pz
LLG04689169	beuta in PP - cap. 500 mL - GL52 - diam. ext 108x180 h mm - collo SN 45/40	6 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

