

**Cono Imhoff in SAN****BRAND**

Cono Imhoff per sedimentazione - con rubinetto a vite per facilitare l'uscita del contenuto - in SAN, trasparente - tipo PLASTIBRAND - graduato fino a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672 - resiste ad una temperatura massima di 85 °C.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

