

**Essiccatore, boro 3.3, con coperchio****BRAND**

Essiccatore in boro 3.3. DIN 12491. Flange smerigliate e piatte. Anello di base rinforzato per garantire stabilità e prevenire rotture. Coperchio intercambiabile.



Code	Description	Packaging
LLG07018842	Essiccatore, boro 3.3, con coperchio, 150 mm, diam. 215 mm, h. 233 mm	1 pz
LLG07018843	Essiccatore, boro 3.3, con coperchio, 200 mm, diam. 270 mm, h. 298 mm	1 pz
LLG07018844	Essiccatore, boro 3.3, con coperchio, 250 mm, diam. 320 mm, h. 355 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

