

**Essiccatore, boro 3.3, con coperchio****BRAND**

Essiccatore in boro 3.3. DIN 12491. Flange smerigliate e piatte. Anello di base rinforzato per garantire stabilità e prevenire rotture. Coperchio intercambiabile.



Code	Description	Packaging
LLG07018842	Essiccatore, boro 3.3, con coperchio, 150 mm, diam. 215 mm, h. 233 mm	1 pz
LLG07018843	Essiccatore, boro 3.3, con coperchio, 200 mm, diam. 270 mm, h. 298 mm	1 pz
LLG07018844	Essiccatore, boro 3.3, con coperchio, 250 mm, diam. 320 mm, h. 355 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

