

**Picnometro non calibrato, Gay-Lussac****BRAND**

Picnometro non calibrato - tipo Gay-Lussac - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN ISO 3507 - tappo SN 10/19 con foro capillare - parte superiore del tappo smerigliato e levigato - capacità nominale serigrafata sulla bottiglia.



Code	Description	Packaging
LLG04688857	picnometro non calibrato - cap. nominale 25 cm ³	2 pz
LLG04688858	picnometro non calibrato - cap. nominale 50 cm ³	2 pz
LLG04688924	picnometro non calibrato - cap. nominale 5 cm ³	2 pz
LLG04688925	picnometro non calibrato - cap. nominale 10 cm ³	2 pz
LLG04688926	picnometro non calibrato - cap. nominale 100 cm ³	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

