

**Ancoretta cilindrica****BRAND**

Ancoretta magnetica cilindrica - forma arrotondata - superficie liscia - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - per applicazioni universali - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Code	Description	Packaging
LLG04688066	ancoretta in PTFE - diam. 2,5x2,5 lungh. mm	10 pz
LLG04688067	ancoretta in PTFE - diam. 2x5 lungh. mm	10 pz
LLG04688068	ancoretta in PTFE - diam. 3x6 lungh. mm	10 pz
LLG04688069	ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm	10 pz
LLG04688070	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm	10 pz
LLG04688071	ancoretta in PTFE - diam. 3x13 lungh. mm	10 pz
LLG04688072	ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm	10 pz
LLG04688073	ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm	10 pz
LLG04688074	ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm	10 pz
LLG04688075	ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm	10 pz
LLG04688076	ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm	10 pz
LLG04688077	ancoretta in PTFE - diam. 8x50 lungh. mm	10 pz
LLG04688078	ancoretta in PTFE - diam. 9x60 lungh. mm	10 pz
LLG04688079	ancoretta in PTFE - diam. 9x80 ungh. mm	10 pz
LLG04688803	ancoretta in PTFE - diam. 3,5x3,5 lungh. mm	10 pz
LLG04688804	ancoretta in PTFE - diam. 2x7 lungh. mm	10 pz
LLG04688805	ancoretta in PTFE - diam. 3x10 lungh. mm	10 pz
LLG04688806	ancoretta in PTFE - diam. 6x10 lungh. mm	10 pz
LLG04688807	ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm	10 pz
LLG04688808	ancoretta in PTFE - diam. 9x70 lungh. mm	10 pz



Code	Description	Packaging
LLG04688861	ancoretta in PTFE - diam. 1,7x15 lungh. mm	10 pz
LLG04688873	ancoretta in PTFE - diam. 6x15 lungh. mm	10 pz
LLG04688878	ancoretta in PTFE - diam. 1,7x8 lungh. mm	10 pz
LLG04688880	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

