

**Ancoretta cilindrica****BRAND**

Ancoretta magnetica cilindrica - forma arrotondata - superficie liscia - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - per applicazioni universali - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammassate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



| Code        | Description                                 | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| LLG04688066 | ancoretta in PTFE - diam. 2,5x2,5 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688067 | ancoretta in PTFE - diam. 2x5 lungh. mm     | 10 pz     |
| LLG04688068 | ancoretta in PTFE - diam. 3x6 lungh. mm     | 10 pz     |
| LLG04688069 | ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm     | 10 pz     |
| LLG04688070 | ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm  | 10 pz     |
| LLG04688071 | ancoretta in PTFE - diam. 3x13 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688072 | ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688073 | ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688074 | ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688075 | ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688076 | ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688077 | ancoretta in PTFE - diam. 8x50 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688078 | ancoretta in PTFE - diam. 9x60 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688079 | ancoretta in PTFE - diam. 9x80 ungh. mm     | 10 pz     |
| LLG04688803 | ancoretta in PTFE - diam. 3,5x3,5 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688804 | ancoretta in PTFE - diam. 2x7 lungh. mm     | 10 pz     |
| LLG04688805 | ancoretta in PTFE - diam. 3x10 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688806 | ancoretta in PTFE - diam. 6x10 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688807 | ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm    | 10 pz     |
| LLG04688808 | ancoretta in PTFE - diam. 9x70 lungh. mm    | 10 pz     |



| Code        | Description                                | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| LLG04688861 | ancoretta in PTFE - diam. 1,7x15 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688873 | ancoretta in PTFE - diam. 6x15 lungh. mm   | 10 pz     |
| LLG04688878 | ancoretta in PTFE - diam. 1,7x8 lungh. mm  | 10 pz     |
| LLG04688880 | ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm | 10 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

