

**Ancoretta ovale****BRAND**

Ancoretta di forma ovale - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - ideale per contenitori con fondo arrotondato, ad esempio- palloni a fondo tondo - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Code	Description	Packaging
LLG04688879	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 5x10 lungh. mm	10 pz
LLG04688881	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 6x15 lungh. mm	10 pz
LLG04688882	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 10x20 lungh. mm	10 pz
LLG04688883	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 12x25 lungh. mm	10 pz
LLG04688884	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x32 lungh. mm	10 pz
LLG04688885	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x34 lungh. mm	10 pz
LLG04688886	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x40 lungh. mm	10 pz
LLG04688887	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x50 lungh. mm	10 pz
LLG04688910	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x65 lungh. mm	10 pz
LLG04688911	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x70 lungh. mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

