


**Ancoretta a croce****BRAND**

Ancoretta magnetica cruciforme a rotazione stabile - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - eccellente azione di miscelazione - posizione di agitazione stabile - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Code	Description	Packaging
LLG04688080	ancoretta a croce in PTFE - diam. 20x9 lungh. mm	10 pz
LLG04688928	ancoretta a croce in PTFE - diam. 10x5 lungh. mm	10 pz
LLG04689060	ancoretta a croce in PTFE - diam. 25x10 lungh. mm	10 pz
LLG04689061	ancoretta a croce in PTFE - diam. 30x12 lungh. mm	10 pz
LLG04689062	ancoretta a croce in PTFE - diam. 38x15 lungh. mm	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

