

**Buretta Classe B senza rubinetto****BRAND**

Buretta senza rubinetto tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - da usare con il rubinetto in PTFE - tubo di scarico con diametro esterno 8 mm.



Code	Description	Packaging
LLG04688876	burette classe B - senza rubinetto - cap. 25 mL	2 pz
LLG04688877	burette classe B - senza rubinetto - cap. 50 mL	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

